


Wallaceリングペッサリー 子宮下垂/子宮脱治療用リング

* サイズ (実物大)

実物とは若干のずれがある可能性があります。



* 原材料: ポリ塩化ビニル (本品に金属は含まれておりません)
* 非滅菌品: クリーンルームで製造されている製品です。開封後使用前の消毒は不要です。
* 単回使用製品

φ77mm

φ95mm

φ80mm

φ100mm

φ85mm

φ110mm

φ90mm

品番	製品名/外径サイズ (mm)	包装単位
700/300/XXXJP (XXXはサイズの種類)	Wallaceリングペッサリー (50 / 53 / 56 / 59 / 62 / 65 / 68 / 71 / 74 / 77 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 / 110)	1箱 (2個入り)

販売名: Wallaceリングペッサリー
承認番号: 22000BZX01121000
一般的名称: 骨盤臓器脱用ペッサリー

製造販売元
クーパーサージカル・ジャパン株式会社
〒231-0021
神奈川県横浜市中区日本大通11
横浜情報文化センター4F
【お問い合わせ電話番号】045-319-6826
fertility.coopersurgical.com/ja



CooperSurgical®