


シンプルな操作で、効果的に 分娩後出血を管理する



Bakri®

Cook 分娩後バルーン

分娩後出血のシンプルな解決法



バルーンタンポナーデは、子宮弛緩に続発する深刻な分娩後出血の治療で、特に薬物療法が奏効しない場合に効果的な補助手段となります。^{1,2}

1. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG practice bulletin: clinical management guidelines for obstetrician-gynecologists number 76, October 2006: postpartum hemorrhage. *Obstet Gynecol.* 2006;108(4):1039-1047.

2. Dabelea V, Schultze PM, McDuffie RS Jr. Intrauterine balloon tamponade in the management of postpartum hemorrhage. *Am J Perinatol.* 2007;24(6):359-364.

治療方法例

経膈分娩

子宮底マッサージ



子宮収縮剤の投与



タンポナーデの実施



子宮動脈塞栓術



開腹術による圧迫縫合法



子宮摘出

帝王切開

子宮収縮剤の投与



タンポナーデの実施




圧迫縫合法



子宮動脈塞栓術



子宮摘出



Bakriバルーン

Bakriバルーンの使用により、
子宮摘出を回避できる可能性が
あります。

Bakri バルーンを滅菌水・生理食塩水等で拡張させると、バルーンは子宮の形状に合わせて形づくられるため、分娩後出血に即時に対応できます。

- シリコン素材であるため、ラテックスに対してアレルギーをお持ちの患者さんにも使用可能
- 容易な留置および抜去
- 簡便な出血管理
- 出血のモニタリングを可能にするドレーンジルーメンを付属
- 分娩後出血の保存的治療が可能



Bakri®

Cook 分娩後バルーン

本製品は、分娩後の子宮出血を軽減または止血することを目的として用います。緊急時、外科的手術あるいはその他のより侵襲性の高い治療を行うまでの間、患者症状の安定化を図るために、本製品を使用できます。

構成部品として 60 mL シリンジが含まれています。

本品の使用方法、適用、禁忌についての詳細な情報は、電子化された添付文書を参照してください。

GPN	カタログ 番号	Fr	長さ cm	バルーン 容量 mL
G30673	J-SOS-100500	24	54	500

販売名：Cook 分娩後バルーン 承認番号：22400BZX00334000

参考文献

B-Lynch C, Keith L, Lalonde A, et al, eds. *A Textbook of Postpartum Hemorrhage: A Comprehensive Guide to Evaluation, Management and Surgical Intervention*. Duncow, Kirkmahoe, Dumfriesshire, UK: Sapiens Publishing; 2006.

Bakri YN. Balloon device for control of obstetrical bleeding. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 1999;86:S84.

Bakri YN, Amri A, Abdul Jabbar F. Tamponade-balloon for obstetrical bleeding. *Int J Gynaecol Obstet*. 2001;74(2):139-142.

Condous GS, Arulkumaran S, Symonds I, et al. The "tamponade test" in the management of massive postpartum hemorrhage. *Obstet Gynecol*. 2003;101(4):767-772.

Nelson WL, O'Brien JM. The uterine sandwich for persistent atony: combining the B-Lynch compression suture and an intrauterine Bakri balloon. *Am J Obstet Gynecol*. 2007;196(5):e9-e10.

Cover illustration by Lisa Clark.

製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4461993000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 76693889, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktw@cookmedical.com
Thailand: +66 21688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com



国内総販売元

クーパーサージカル・ジャパン株式会社
〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通11
横浜情報文化センター4F
TEL: 045-319-6826 FAX: 045-319-6581



CooperSurgical®