

# MityOne™

Mity分娩用吸引カップ



# MityOne™



## Mity分娩用吸引カップ

児頭への負荷を最小限に  
様々な手の大きさに対応した直感的な操作<sup>3,4</sup>




カップは90度まで屈曲  
スムーズな挿入<sup>2,3</sup>

短いステムが特徴  
カップ脱落リスク低減




58cmHgの  
リミッターゲージ付<sup>1,3</sup>



1. Ali UA, Norwitz ER. Vacuum-assisted vaginal delivery. Rev Obstet Gynecol. 2009;2(1):5-17  
2. Bofill JA, et al. A randomized trial of two vacuum extraction techniques. Reviews in Obstetrics and Gynaecology. 1997; 80(5, Part 1):643-797  
3. 10067 MityOne M-Style Mushroom Cup Instructions for Use. Trumbull, CT: CooperSurgical; April 2018,  
4. Greenberg, James, MD. Procedure for Vacuum Assisted Vaginal Birth. In: UpToDate, Connor RF (ED), Wolters Kluwer. October 2023.

# MityOne™

## Mity分娩用吸引カップ



| 品番      | 製品名            | JANコード        | 販売単位 (個/箱) |
|---------|----------------|---------------|------------|
| 10007LP | MityVac        | 0888937003048 | 12         |
| 10022   | MityVac ハンドポンプ | 0888937003147 | 1          |
| 10057   | Mystic II      | 0888937003109 | 12         |
| 10067   | MityOne        | 0888937003123 | 12         |

### 【禁忌・禁止】

<適用対象 (患者) >

次のような状態が認められる場合、吸引を開始しないこと。

胎児に障害が発生するおそれがある。

- 1.胎児が非頭位(骨盤位または横位)、顔位または額位の状態である場合
- 2.児頭骨盤不均衡の可能性がある場合
- 3.頭皮採血を実施した場合
- 4.巨大児の可能性があり、または肩甲難産のおそれがある場合
- 5.吸引分娩または鉗子分娩が失敗した場合
- 6.妊娠34 週未満である場合

販売名 Mity分娩用吸引カップ  
認証番号 305ADBZX00097000  
一般的名称 手動式分娩用吸引器

製造販売元  
クーパーサージカル・ジャパン株式会社  
神奈川県横浜市中区日本大通11  
横浜情報文化センター4F

 CooperSurgical®